



Model 1277

Model 1275



 **BİÇAKCILAR**

**MEDlamp**

**LAMPY  
OPERACYJNE**



**Model 1170**



**Model 1150**

Tabela danych technicznych dla lamp operacyjnych

Wyszczególnienie	Lampa podwójna typ: 1277	Lampa podwójna typ : 1275	Lampa pojedyncza typ : 1170	Lampa pojedyncza typ : 1150
Natężenie oświetlenia w odległości 1 m	kopuła główna 160 000 lux kopuła satelitarna 160 000 lux	kopuła główna 160 000 lux kopuła satelitarna 120 000 lux	160 000 lux	120 000 lux
Regulowana średnica pola roboczego	kopuła główna 10 – 25 cm kopuła satelitarna 10 - 25 cm	kopuła główna 10 – 25 cm kopuła satelitarna 15 - 25 cm	10 – 25 cm	15 – 25 cm
Temperatura barwowa	4 500° K	4 500° K	4 500° K	4 500° K
Wskaźnik oddawania barw Ra	95	95	95	95
Wskaźnik oddawania barwy czerwonej R9	90	90	90	90
Zakres roboczy bez potrzeby ogniskowania	kopuła główna 70 – 140 cm kopuła satelitarna 70 -140 cm	kopuła główna 70 – 140 cm kopuła satelitarna 70 -130 cm	70 -140 cm	70 – 130 cm
Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga	< 2° C	< 2° C	< 2° C	< 2° C
Zasilanie	230V, 50/60 Hz	230V, 50/60 Hz	230V, 50/60 Hz	230V, 50/60 Hz
Ilość żarówek	2 w każdej kopule ( główna + rezerwowa )	2 w kopule głównej ( główna + rezerwowa ) 1 żarówka metalohalogenkowa w kopule satelitarnej	2 w kopule ( główna + rezerwowa )	1 żarówka metalohalogenkowa w kopule
Typ żarówek	żarówka główna metalohalogenkowa 70 W żarówka rezerwowa halogenkowa 150 W	żarówka główna metalohalogenkowa 70 W żarówka rezerwowa halogenkowa 150 W	żarówka główna metalohalogenkowa 70 W żarówka rezerwowa halogenkowa 150 W	żarówka główna metalohalogenkowa 70 W
Przeciętny czas życia żarówki	żarówka główna metalohalogenkowa -12 000 h żarówka rezerwowa halogenowa – 1300 h	żarówka główna metalohalogenkowa -12 000 h żarówka rezerwowa halogenowa – 1300 h	żarówka główna metalohalogenkowa główna -12 000 h żarówka rezerwowa halogenowa – 1300 h	żarówka główna metalohalogenkowa -12 000 h
Średnica kopuły	kopuła główna 70 cm kopuła satelitarna 70 cm	kopuła główna 70 cm kopuła satelitarna 50 cm	70 cm	50 cm



**MEDlamp**  
 95-100 Zgierz, ul. Dzika 14  
 tel./fax+48 42 717 76 05  
 tel. kom. 0-603 69 79 53  
 www.medlamp.pl  
 e-mail: medlamp@medlamp.pl

**LAMPY  
 OPERACYJNE**

**MEDlamp**